

GENTLE TEMP 720

Omron Gentle Temp 720 otsakuumemittari mittaa otsan pinta- lämpötilan havaitsemalla ihon infrapunasäteilyn mittauskoh- dassa ja laskee sitten suulämpötilaa vastaavan arvon käyttä- mällä ainutlaatuista algoritmia, joka perustuu todellisiin ruu- miinlämpötilan mittaustietoihin. Otsakuumemittari on nopea ja helppokäyttöinen. Sillä voidaan mitata kehon lämpötila hygieenisesti, koskettamatta ihoa.

- 3 in 1 – mittaa lämpötilan otsasta, pinnasta sekä huoneen lämpötilan
- Nopea 1 sekunnin mittaus
- 25 mittausta muistiin
- Suurikokoinen näyttö taustavalolla
- Voidaan valita Celcius/Fahrenheit



MC-720-E



Lämpö voidaan mitata jopa lapsen nukkessa.

OMRON-KUUMEMITTARIT

OMRONin kuumemittarit tarjoavat luotettavan, helpon ja nopean tavan kuumeen mittaamiseen.

Valikoimassa on digitaalisia kuumemittareita lämmön mittaamiseen

- suusta
- kainalosta
- peräsuolesta
- korvasta
- otsalta

Maahantuojana

BERNER

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Asiakaspalvelu (ark. 9-15) puh. 020 690 761
email: pro.tilaukset@berner.fi

KUUMEMITTARIT



GENTLE TEMP 521

GENTLE TEMP 720




FLEXT TEMP SMART

OMRON
Hyvän elämän mittarit.

FLEX TEMP SMART

Omron Flex Temp Smart tarjoaa luotettavan, helpon ja nopean tavan kuumeen mittaamiseen. Äänimerkin jälkeen mittarista on luettavissa ennustelämpötila, josta näkee nopeasti, mikäli kuumetta on. Jos mittari ei näytä selkeästi kuumetta, mittaria kannattaa pitää kainalossa vielä n. 5 minuuttia, jolloin mittari kertoo lopullisen, todellisen lämpötilan.

- Digitaalikuumemittari lämmön mittaamiseen kainalosta, suusta tai peräaukosta
- Nopea mittausaika (kainalosta noin 25 s, suusta noin 20 s, peräaukosta noin 10 s)
- Taipuisa kärki tekee mittaamisesta miellyttävää erityisesti lapsille ja vauvoille
- Suojakotelo
- Äänimerkki, kun mittaus on valmis
- Muisti (viimeisimmän mittauksen lukema)
- Vaihdeettava paristo
- 3-numeroinen näyttö, tarkkuus 0,1°C
- Vedenpitävä



MC-343F-E

GENTLE TEMP 521

Omron Gentle Temp 521 korvakuumemittari on erittäin tarkka mittaustekniikaltaan. Digitaalinen korvalämpömittari tunnistaa tärykalvolta ja sen ympärillä olevista kudoksista tulevan infrapunalämmön ja muuntaa sen vastaavaksi korvalämpötilaksi. Lämpö voidaan mitata jopa lapsen nukkuessa. Korvasta mitattu lämpö vastaa tarkasti kehon sisäistä lämpötilaa (ns. ydinlämpötilaa). Korvasta mitattuun lämpötilaan eivät vaikuta häiriötekijät kuin suusta mitattuun (esim. puhuminen, juominen ja tupakointi).

- 3 in 1 - mittaa lämpötilan korvasta, pinnasta sekä huoneen lämpötilan.
- Nopea, 1 sekunnin mittaus
- 25 mittausta muistiin
- Suurikokoinen näyttö taustavalolla
- Pakkauksessa 21 kuumemittarin suojusta
- Voi valita Celcius/Fahrenheit.
- Uusi ergonominen muotoilu



MC-521-E

KUUMEMITTAREIDEN TARVIKKEET

Sekä korvakuumemittari Omron GentleTempiin että puikkokuumemittareihin on saatavilla suojuksia.

Korvakuumemittarin suojuksat myydään 40 kpl paketeissa ja puikkokuumemittarin suojuksat 100 kpl paketissa.

Puikkokuumemittarin suojuksat sopivat kaikkiin muihin Omronin malleihin paitsi i-Tempiin.



Malli	OMRON Flex Temp Smart	OMRON Gentle Temp 521 korvakuumemittari	OMRON Gentle Temp 720 otsakuumemittari
Tuotekoodi	MC-343F-E	MC-521-E	MC-720-E
Käyttö	Kainalo, suu, peräaukko	Korva	Otsa
Äänimerkki	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muisti	Viimeisen mittauksen muisti	25 mittausta muistiin	25 mittausta muistiin
Vaihdeettava paristo	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Mittausaika	Kainalosta* n. 25 s., suusta n. 20 s ja peräaukosta n. 10 s.	1 sekunnin mittaus	1 sekunnin mittaus
Takuu	3 vuotta	3 vuotta	3 vuotta

* Mittaria kannattaa pitää kainalossa piippauksen jälkeen vielä n. 5 minuuttia, jolloin mittari kertoo todellisen lämpötilan.